


Inelele de tensiune sunt implante destinate sa uniformizeze tensiunile aplicate zonulei Zinn in operatia de cataracta, minimizand riscul de luxare a cristalinului prin ruperea succesiva a filamentelor zonulei (unzipping).

Furnizam atat inele standard cu 2 si 3 gauri de fixare cat si inele Cionni pentru fixare in sulcus.

Inele Endo-capsulare *In curs de notificare. In cursul lunii Decembrie 2011 toate formalitatile vor fi indeplinite.*

Material: PMMA
Dimensiuni: 12 - 12.5 - 13 - 13.5 mm
Variante: 2 / 3 gauri de fixare in sac



Producator: EyeOL - Anglia
Pret: **90 Ron cu TVA** (pretul nu include taxa de transport la sediul clientului)
www: <http://www.eyool.co.uk/index.htm>

Inele Cionni *In curs de notificare. In cursul lunii Decembrie 2011 toate formalitatile vor fi indeplinite.*

Inelele de tensiune Chionni permit fixarea in sulcus (recomandabil cu un injector care sa minimizeze riscul de sangerare)
Recomandam injectorul Sujura Pad pentru injectarea acestor inele de tensiune.

Material: PMMA
Dimensiuni: 12 - 12.5 mm
Variante: 2 gauri de fixare in sac + 1 gaura de fixare in sulcus



Producator: EyeOL - Anglia
Pret: **90 Ron cu TVA** (pretul nu include taxa de transport la sediul clientului)
www: <http://www.eyool.co.uk/index.htm>