

Aspectul estetic este important pentru pacientii care au suferit proceduri de enucleatie sau evisceratie, dorindu-se intotdeauna o aparenta de normalitate.

Comercializam atat proteze simple cat si bile de hidroxiapatita cu care se obtine un grad de mobilitate a protezei.

Bile de Hidroxiapatita

In curs de notificare. In cursul lunii Decembrie 2011 toate formalitatile vor fi indeplinite.

Bilele de hidroxiapatita, prin faptul ca in aproximativ 3 luni de la implantare sunt invadate de neovase, devenind os propriu, sunt recomandate in RECONSTRUCTIA ESTETICII ORBITARE.

Bilele de hidroxiapatita permit modelarea pe masa de operatie si trecerea suturilor.

Diametre: 12 - 14 - 16 - 18 - 20 mm



Prin amabilitatea unuia dintre colaboratorii nostri, va prezentam un exemplu al gradului de mobilitate a protezei oculare



Producator: ____ - India

Pret: **750 Ron cu TVA** (pretul nu include taxa de transport la sediul clientului)

Proteze oculare

Proteze oculare, ceramice, culoari verde si caprui, nunate inchise si deschise

Propunem urmatoarea procedura in cazul protezelor oculare:

Trimiterea prin curierat pe adresa cabinetului medical a unei selectii de proteze sau a unei truse complete. Dupa ce proteza a fost aleasa, restul produselor se returneaza prin curierat.



Producator: ____ - India

Pret: **60 Ron cu TVA** (pretul nu include taxa de transport la sediul clientului)



S.C.Oftamedica.S.R.L. Ploiesti, Str. Camelliei 15, bl. 26, ap. 26, jud Prahova, CP 100091,

Tel: 0727 624035, 0724 395731

Email: oftamedica.ro@gmail.com

Web: www.oftamedica.ro